

Elettrocardiografo di Canal Singolo Digitale



CARATTERISTICHE:

- 3,8" LCD visualizzazione di forme d'onda di 6 / 7 / 12 fili
- 3 modalità di funzionamento: automatica, manuale, analizzare
- Modalità filo: Standard o europea
- Rilevamento e di allarme per filo-disconnessione, nessun foglio di carta o senza batteria
- Simulatore di ECG integrato
- Regolazione automatica della linea di base per la registrazione ottimale
- Porta RS232 per la trasmissione dati ECG
- Opzionale porta USB per la trasmissione dati ECG
- Di misurazione automatica, l'interpretazione automatica
- Forma d'onda ECG la visualizzazione su LCD
- Funzione di Assistenza integrata
- Le informazioni cliniche del paziente, quali ID, nome, sesso, età, altezza, peso, il nome dell'ospedale che possono essere inserite
- Custodia: 15 casi di risparmio, e estendibile a 150 casi in una scheda SD opzionale
 - Salvato Riproduzione forme d'onda ECG, la stampa o di essere trasmessa al PC



ECG 250V

Specifiche

Norma di sicurezza	IEC Classe I, tipo CF
Modalità di acquisizione	6 / 7 / 12 fili di acquisizione simultanea
Circuito d'ingresso	Galleggianti, la protezione contro defibrillatore e di pacemaker
Convertitore A/D	12 morso
Costante di tempo	> 3,2 s
Risposta in frequenza	0,05 – 165 Hz
Sensibilità	2,5, 5, 10, 20, 40 (mm/mV ±2%), Automatico
Impedenza di ingresso	≥ 50 MΩ
Circuito d'ingresso corrente	≤ 50 nA
Calibratura di tensione	1 mV ±2%
Livello di rumorosità	< 15 μVp-p
Anti-lussazione della Linea di base	Automatico
Filtro	EMG Filtro: 25 – 45 Hz (-3dB) ADS Filtro: Automatico (0,15 – 0,50 Hz) HUM Filtro: 50 Hz/60 Hz (-20 dB)
CMRR	> 100 dB
Corrente di fuga del paziente	< 10 μA
Velocità di carta	6,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s
La registrazione della carta	63 mm (2,48 in.) larghezza, 20 m (65,62 ft.) di lunghezza, roll
Fornitura di energia elettric	AC: 110/220 V, batteria ricaricabile integrata DC: 12 V
Tipo di batteria	batteria integrata ricaricabile Ni-MH
Dimensioni	295 mm (11,61 in.) x 260 mm (10,24 in.) x 60 mm (2,36 in.) – Principali unità di 250V 415 mm (16,34 in.) x 195 mm (7,68 in.) x 380 mm (14,96 in.) – Cartone da 250V
Peso Netto	2,5 kgs (5,51 lbs.)
Peso Brutto	5,5 kgs (12,13 lbs.)



Incluso come standard Accessori	Protezione sabbia (1 pezzo)	Cacciavite (1 pezzo)	Messa a terra cavo (1 pezzo)
	Fogli (1 roll)	Rullo di carta (2 pezzi)	Fusibile (2 pezzi)
	Veterinaria 5 fili cavo (1 pezzo)	Veterinari fissaggi (5 pezzi)	

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA
 t 714.367.2848 f 714.367.2852
 www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com