

# MODELL 340V

## Tierpuls Oximeter mit Thermistor



Modell 340V

### Anlagendatenblätter

#### Sauerstoff-Sättigung und Puls

**Anzeige** Zwei dreistellig LED sieben Segment

#### Resolution

SpO <sub>2</sub>	1%
Puls	1 BPM
Temperatur	1°C / 0.2°F

#### Reihe

SpO <sub>2</sub>	0 – 100%
Puls	32 – 250 BPM
Temperatur	24.5°C – 42.5°C 76.1°F – 108.5°F

#### Genauigkeit

SpO <sub>2</sub>	100 – 70% ±2% 69 – 60% ±3% Weniger als 60%, unangegeben
Puls	32 – 250 BPM, ±2 BPM
Temperatur	24.5°C – 42.5°C ± 0.3°C 76.1°F – 108.5°F ± 0.5°F

#### Warnungen

Hoch SpO <sub>2</sub>	51 – 100%
Niedrig SpO <sub>2</sub>	50 – 99%
Hoch Puls	31 – 245 BPM
Niedrig Puls	30 – 244 BPM

#### Sensoren

Mediaid Inc Opto-Plethysmographic Puls Oximetry Sensoren mit dem RJ12 Stecker

#### Dimensionen

Größe 19.1 (L) x 8.9 (B) x 3.5 (H) cm

7.5 (L) x 3.5 (B) x 1.4 (H) in

Gewicht 516 g, 18.2 oz

#### Umgebung

Atmosphärischer Druck	770 – 228 mmHg 1026 – 377 hPa
Höhe	-152 – 7620 m -500 – 25,000 ft
Verwandter Feuchtigkeit	5 – 95% (das Nichtkondensieren)
Betriebstemperatur	0°C – 40°C 32°F – 104°F
Lagerungstemperatur	-30°C – 65°C -22°F – 149°F

#### Energie

Batterie-Typ	Wiederaufladbare NiCad Batterie
Batterie-Leben	12 Stunden der Operation
Energieadapter	100 – 250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

### Das Modell 340V ist einzigartig:

- Die ausgezeichnete niedrige Perfusion-Überwachung
- Kräftige waschbare Büroklammer auf dem Sensor
- Rektale Untersuchung mit thermistor für die Sauerstoff-Sättigung plus Körpertemperatur (in Grad Celsius oder Fahrenheit)
- Automatische Temperaturanzeige alle zwei Minuten oder wenn gebeten

### Hauptmerkmale

- **Tragbar:** Kleiner Puls oximeter mit regulierbaren Warnungen und LED Anzeige.
- **Warnungen:** Stellt die Audio- und Sehüberwachung der Sättigung (%SpO<sub>2</sub>) und Pulsrate (BPM) zur Verfügung. Die voreingestellten Grenzen werden im Gedächtnis aufrechterhalten.
- **Hörbare Signale** Der hörbare Pulston ist regulierbar und ändert sich im auf das sich ändernde Sauerstoff-Sättigungslesen beruhenden Wurf.
- **Verbindungen:** Produktion des Analogons/Reihe erlaubt, dass Information direkt mit anderer kontrollierender diagnostischer Ausrüstung verbunden werden.
- **Energie:** Läufe dauernd seit 12 Stunden auf NiCad Batterien oder können mit dem zur Verfügung gestellten AC-Gleichstrom-Adapter angetrieben werden.
- **Garantie:** beschränkte Garantie von The Mediaid Inc bedeckt fünf Jahre.

### Sensoren

- **Sprachliche Tierbüroklammer:** Sprachlicher oximetry Sensor (PN pox022-450) ist ein Mehrwegsensoren, passend für alle Hunde und Katzen und einige große Tiere.
- **Mit Thermistor Rektaler Tierarzt:** Rektal mit thermistor oximetry Sensor (PN POX022-650) ist sowohl für große als auch für kleine Tiere passend. Ein thermistor im Sensor stellt ein Körpertemperaturlesen zur Verfügung, das periodisch auftretend oder auf Verlangen entweder in Celsius- oder Fahrenheit gezeigt wird.

## Ein Oximeter, Der Auch Hypothermie Entdeckt - Größere Sicherheit Für Ihre Patienten -



### Der Vollkommene Puls Oximeter Für die Tierchirurgie

17517 Fabrica Way, Suite H  
Cerritos, CA 90703 USA  
t 714.367.2848 f 714.367.2852  
[www.mediaidinc.com](http://www.mediaidinc.com)  
[info@mediaidinc.com](mailto:info@mediaidinc.com)

**MEDIAID**