

# MODELLO serie 5300

## Pulsossimetri



### Caratteristiche Chiave

- Leggero e portatile, le unità sono progettate per resistere a urti e vibrazioni
- Visualizzazione LED luminoso indica la saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca da qualsiasi angolo e nella maggior parte delle condizioni di illuminazione
- Sistemazione semplice tastiera rende unità particolarmente user-friendly
- Unica sequenza media tecnica aggiornamenti valori e fornisce il tempo di risposta più rapidi
- Indicatore di batteria scarica
- In esclusiva per cinque anni di garanzia assicura l'affidabilità e la qualità

### Modello 5305

- Tenuto in Mano pulsossimetri progettati per convenienza nel posto di controllo
- Si integra facilmente in tasca o camice da laboratorio custodia
- Batteria ricaricabile NiCad o il funzionamento continuo AC

### Modello 5340

- Ideale per la maggior parte delle applicazioni di monitoraggio in continuo
- Segnale acustico varia in campo con ascesa e la caduta della saturazione di ossigeno
- Audio e allarmi visivi per la saturazione e la frequenza del polso
- Impostazioni del livello precedente di allarme può essere richiamato da
- Tenuto in mano o facilmente montare su parete, da tavolo o stativo di IV
- Batteria ricaricabile NiCad o operazione AC continua
- Possibilità di uscita analogica o seriale dati

## Attrezzature specifiche

### Saturazione di ossigeno e Pulso

Visualizzare	Due a tre cifre, sette segmenti a LED
Risoluzione	SpO <sub>2</sub> 1% Pulso 1 BPM
Gamma	SpO <sub>2</sub> 0 – 100% Pulso 32 – 250 BPM
Precisione	SpO <sub>2</sub> 100 – 70% ±2% 69 – 60% ±3% Meno del 60%, non specificato Pulso 32 – 250 BPM, ±2 BPM
Allarmi	SpO <sub>2</sub> Alto 51 – 100% SpO <sub>2</sub> Basso 50 – 99% Pulso Alto 31 – 230 BPM Pulso Basso 30 – 229 BPM

### Sensori

Mediaid Inc. Opto-pletismografiche Sensori  
Pulsossimetria con connettore RJ12

### Dimensioni

Dimensione 19.7 cm (L) x 10.5 cm (Am) x 3.8 cm (Al)  
7.75 in (L) x 4.25 in (Am) x 1.50 in (Al)  
Peso Modello 5305 473 g, 15.3 oz  
Modello 5340 516 g, 18.2 oz

### Alimentazione

Tipo di batteria Batteria ricaricabile NiCad  
La vita della batteria 12 ore di funzionamento  
Adattatore di Alimentazione 100 – 250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

### Accessori



Tavolo / Muro di montaggio



Morsetto di IV

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA  
t 714.367.2848 f 714.367.2852  
www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com

