

MODELO SERIE 5300

Oxímetros de Pulso



Características-chave

- Inconsequente e portátil, as unidades são projetadas para resistir o choque e a vibração
- As exposições LED brilhantes indicam a saturação de oxigênio e a tarifa de coração de qualquer ângulo e na maior parte de condições de iluminação
- O leiaute de teclado simples faz unidades especialmente usuário amigoso
- Único calculando a média sequencial atualizações de técnica avalia e fornece o tempo de resposta mais rápido.
- Indicador de bateria baixo
- Garantia de cinco anos exclusivo assegura a confiança e a qualidade

Modelo 5305

- A mão manteve o oxímetros de pulso projetado para a conveniência na verificação de lugar
- Ajusta-se facilmente em bolso de casaco de laboratório ou caso de transporte
- Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua

Modelo 5340

- Ideal para maior parte de aplicações de monitorização contínuas
- O tom audível varia no arremesso com subida e queda da saturação de oxigênio
- Alarmes auditivos e visuais de saturação e tarifa de pulso
- As colocações de nível alarmantes prévias podem ser armazenadas na memória
- A mão mantida ou facilmente aumenta na parede, de mesa, ou IV pólo
- Bateria NiCad recarregável ou operação AC contínua
- Capacidade de análogo de produção ou dados seriais

Especificações

Saturação de Oxigênio e Pulso

Display	Dois LEDs de 3 dígitos, sete segmentos	
Resolução	SpO ₂	1%
	Pulso	1 BPM
Faixa	SpO ₂	0 – 100%
	Pulso	32 – 250 BPM
Precisão	SpO ₂	100 – 70% ±2%
		69 – 60% ±3%
		Menos de 60%, não especificado
	Pulso	32 – 250 BPM, ±2 BPM
Alarmes	Alta SpO ₂	51 – 100%
	Low SpO ₂	50 – 99%
	Alta Pulso	31 – 230 BPM
	Low Pulso	30 – 229 BPM

Sensores

Mediaid Inc. Sensores de Oxímetro de Pulso Opto-Plethysmographica com Conector RJ12

Dimensões

Tamanho	19.7 cm (C) x 10.5 cm (L) x 3.8 cm (A)
	7.75 in (C) x 4.25 in (L) x 1.50 in (A)
Peso	Modelo 5305 473 g, 15.3 oz
	Modelo 5340 516 g, 18.2 oz

Fonte de alimentação

Tipo de Bateria	Bateria NiCad recarregável
Duração da Bateria	12 horas de operação
Adaptador de força	100-250V AC. 50/60 Hz, 0.5 A

Acessórios



Mesa / Monte na parede



Braçadeira de pólo IV

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com

MEDIAID