



PULS OXIMETRY SOFTWARE

OxySoft

Der OxySoft-Puls erhalten Oximetry Anzeige und Analyse-Software Daten von den Modellen 130/150 über den Infrarotdatenkonverter und zeigen Daten auf jedem Standardcomputersystem für die weitere Analyse.

Das OxySoft Paket erlaubt dem Benutzer dazu:

- Rezension, Druck und spart Daten in geordneten veranschaulichenden Formaten
- Importieren Sie Viel- / einzelne geduldige Daten und Anzeige in der graphischen Form
- Eingangszusatzinformation wie die Namen des Patienten und Arztes und Studienbeobachtungen oder Zeichen.

P/N der OxySoft Softwarescheibe: POX060-125

P/N des Infrarotdatenkonverters: POX060-160



Oxy900

Der Oxy900-Puls erhalten Oximetry Anzeige und Analyse-Software Daten vom Modell 900 und zeigen Daten auf jedem Standardcomputersystem für die weitere Analyse.

Das Oxy900 Paket erlaubt dem Benutzer dazu:

- Rezension, Druck und spart Daten
- Importieren Sie geduldige viel/Einzelndaten und Anzeige in der graphischen Form
- Eingangszusatzinformation wie die Namen des Patienten und Arztes und Studienbeobachtungen oder Zeichen.

P/N der Oxy900 Scheibe: POX070-100

P/N des Kabelsteckers von Oximeter bis PC: POX015-960

Oxy960

Oxy960-Puls erhalten Oximetry Anzeige und Analyse-Software Daten vom Modell 960 und zeigen Daten auf jedem Standardcomputersystem für die weitere Analyse.

Das Oxy960 Paket erlaubt dem Benutzer dazu:

- Rezension, Druck und spart Daten
- Importieren Sie Viel- / einzelne geduldige Daten und Anzeige in der graphischen Form
- Eingangszusatzinformation wie die Namen des Patienten und Arztes und Studienbeobachtungen oder Zeichen.

P/N der Oxy960 Scheibe: POX070-125

P/N des Kabelsteckers von Oximeter bis PC: POX015-960

PulseSoft


Der PulseSoft-Puls erhält Oximetry Anzeige-Software auf Liniendaten von den Modellen 340/5340/340DT und zeigt Daten auf jedem Standardcomputersystem.

Das PulseSoft Paket erlaubt dem Benutzer dazu:

- Rezension, Druck und spart Daten

P/N der PulseSoft Scheibe: POX070-050

P/N des Kabelsteckers von Oximeter bis PC: POX015-950



**17517 Fabrica Way Suite H
Cerritos, CA 90703 USA
(Tel) 714-367-2848 (Fax) 714-367-2852
www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com**