




SOFTWARE de PULSO OXIMETRO



OxySoft

El Pulso de OxySoft Demostración de Oximetry y Software de Análisis reciben datos de los Modelos 130/150 vía el Convertidor de Datos Infrarrojo y muestran datos en cualquier sistema de computadora estándar para el análisis adicional.

El paquete de OxySoft permite al usuario a:

- La revisión, la letra y salva datos en formatos ilustrativos variados
- Importe datos pacientes múltiple/solos y demostración en la forma gráfica
- Entrada información adicional como los nombres del paciente y médico y observaciones de estudio o notas

P/N de disco de software OxySoft: POX060-125

P/N de convertidor de datos Infrarrojo: POX060-160

Oxy900

Pulso de Oxy900 Demostración de Oximetry y Software de Análisis reciben datos del Modelo 900 y muestran datos en cualquier sistema de computadora estándar para el análisis adicional.

El paquete de Oxy900 permite al usuario a:

- La revisión, la letra y salva datos
- Importe datos pacientes múltiple/solos y demostración en la forma gráfica
- Entrada información adicional como los nombres del paciente y médico y observaciones de estudio o notas

P/N de disco Oxy900: POX070-100

P/N de conector de Cable de Oximetro a ordenador personal: POX015-960

Oxy960

Pulso de Oxy960 Demostración de Oximetry y Software de Análisis reciben datos del Modelo 960 y muestran datos en cualquier sistema de computadora estándar para el análisis adicional.

El paquete de Oxy960 permite al usuario a:

- La revisión, la letra y salva datos
- Importe datos pacientes múltiple/solos y demostración en la forma gráfica
- Entrada información adicional como los nombres del paciente y médico y observaciones de estudio o notas

P/N de disco Oxy960: POX070-125

P/N de conector de Cable de Oximetro a ordenador personal: POX015-960

PulsoSoft

El Pulso de PulsoSoft el Software de Demostración de Oximetry recibe en línea datos de los Modelos 340/5340/340DT y muestra datos en cualquier sistema de computadora estándar.

El paquete de PulsoSoft permite al usuario a:

- La revisión, la letra y salva datos

P/N de disco PulsoSoft: POX070-050

P/N de conector de Cable de Oximetro a ordenador personal: POX015-950



17517 Fabrica Way Suite H
 Cerritos, CA 90703 USA
 (Tel) 714-367-2848 (Fax) 714-367-2852
 www.mediainc.com info@mediainc.com