



MODELO MI 500V

Bomba de Infusão Veterinária



Características-chave:

- Compatível com qualquer modelo de equipo
- Tela TFT colorida
- Memória interna
- Modos de infusão: ml/h, gota/min, controle de tempo, peso corporal, alimentação enteral
- Função purge e bolus ajustáveis: 500, 800, 1200 ml/h
- Saída para alimentação 12V para uso em ambulâncias



MODELO MI 500V

Bomba de Infusão Veterinária

Especificações Técnicas

Parâmetros

Mecanismo de Bombeamento

Equipo

Infusão

Purge, Bolus

Precisão

Volume

Modos de Infusão

Taxa KVO

Alarmes

Funções Adicionais

Sensibilidade de Oclusão

Detecção de ar na linha

Sistema de Controle de Infusão

Sensor de Gotas

Saída 12V DC (Veicular)

Energia

Duração bateria

Temperatura de Funcionamento

Umidade Relativa

Pressão Atmosférica

Tamanho e Peso

Especificação

Bomba Peristáltica

Compatível com qualquer padrão de equipo

1-1200ml/h (1-100ml/h em incrementos de 0.1ml/h)

Purge quando a bomba pára, bolus partida bomba
Taxa ajustável em 500, 800, 1200ml/h

± 3%

1-20000ml (1-100ml em incrementos de 0.1ml)

ml/h, gota/min, tempo, peso corporal,
alimentação enteral

1-5ml/h em incrementos de 0.1ml/h

Oclusão, ar na linha, porta aberta, fim programa,
bateria baixa, bomba sem monitoramento após
início, mal funcionamento do sistema

Infusão total em tempo real, troca automática fonte
de energia, botão mute, purge, bolus, histórico de
log, memória interna

H: 0.06-0.11 Mpa, M: 0.09-0.14 Mpa
L: 0.13-0.18 Mpa

Detector ultra-sônico

Opcional

Opcional

Sim

AC: 110/230 V (opcional), 50/60 Hz, 20 VA
Bateria: 9.6±1.6 V, recarregável
Alimentação Veicular (DC) : 12±1.2 V

3 horas a 25 ml/h

10° - 30°C

30 a 75%

860-1060 hpa

130*145*228 mm, 2.5 kgs

Mediaid Inc.

17517 Fabrica Way Suite H

Cerritos, CA 90703 USA

(Tel) 714-367-2848 (Fax) 714-367-2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com