



# MODELO MS 100V

Bomba de Seringa Veterinária



## ***Características-chave:***

- Fácil configuração e uso
- Incrementos de 1ml de 1-9999 ml
- Alarme Audio-Visual
- Alta Precisão
- No brake interno
- Termostato embotido
- Compatível com qualquer modelo de equipo
- Modos de injeção: ml/h, gota/min, controle de tempo e peso corporal



# MODELO MS 100V

## Bomba de Seringa Veterinária

Modelo Ms100 Bomba de Seringa

Parâmetros	Especificação
Tamanho Seringa	10, 20, 30, 50ml
Seringas Utilizáveis	2 marcas já programadas (BD, B. Braun), 10 a serem programadas
Volume	0.1~9999 ml <1000 ml em incrementos de 0.1 ml ≤1000 ml em incrementos de 1 ml
Infusão	Seringa 10 ml: 0.1-400 ml/h Seringa 20 ml: 0.1-600 ml/h Seringa 30 ml: 0.1-900 ml/h Seringa 50 ml: 0.1-1300 ml/h <100 ml/h em incrementos ou decréscimos de 0.1 ml/h ≤100 ml/h em incrementos ou decréscimos de 1 ml/h
Taxa Bolus	Seringa 10 ml: 400 ml/h Seringa 20ml: 600 ml/h Seringa 30 ml: 900 ml/h Seringa 50 ml: 1300 ml/h
Precisão	± 2%
Display	Tela LCD ; Modo de Funcionamento na Tela
Modo de Infusão	Volumétrico: ml/min, ml/h Tempo Peso Corporal: mg/kg/min, mg/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h
Taxa KVO	0.1-1 ml/h em incrementos ou decréscimos de 0.1 ml/h, ajustável
Alarmes	Obstrução, queda seringa, terminando ciclo, fim do programa, baixa pressão, bateria baixa, queda energia, defeito motor, bomba sem supervisão, seringa mudou acidentalmente, erro sensor de pressão
Funções Adicionais	Deteção de Seringa, bolus, infusão em tempo real, fim pressão de obstrução, mute, troca automática de fonte de energia, alerta de resíduos, memória interna
Sensibilidade de Obstrução	Alta: 0,02-0,06 Mpa Média: 0,06-0,09 Mpa Baixa: 0,09-0,12 Mpa
Energia, AC	110/230 V, 50/60 Hz, 20 VA
Bateria	9.6 ±1.6 V, recarregável
Duração Bateria	5 horas a 5ml/h
Umidade Relativa	20 a 90%
Temperatura de Uso	5-45°C
Pressão Atmosférica	860-1060 hpa
Tamanho	314*167*140 mm
Peso	2.5 kgs

### Mediaid Inc.

17517 Fabrica Way Suite H

Cerritos, CA 90703 USA

(Tel) 714-367-2848 (Fax) 714-367-2852

[www.mediaidinc.com](http://www.mediaidinc.com) [info@mediaidinc.com](mailto:info@mediaidinc.com)