


MEDIAID

de Vétérinaire Compatible du Pouls Oximeter **Capteurs**



Capteur de Clip Lingual

Le Capteur de Clip Lingual est un capteur réutilisable de vétérinaire et est convenable pour tous les chiens, les chats et les grands animaux différents. Le silicium remplaçable rembourre sur cette offre de capteur la prise ajoutée à la langue, qui limite le mouvement de capteur et réduit des interruptions pendant le contrôlant. Le capteur est avec paquet de six blocs supplémentaires de silicium. Le capteur de clip lingual et les blocs de silicium est de l'eau résistante et peut être facilement nettoyée.



Capteur Rectal

Ce capteur rectal vétérinaire fournit le pouls oximetry et les données de température de base. C'est convenable pour de grands et petits animaux tous les deux.



Blocs de Silicium

Les Blocs de Silicium pour le clip lingual sont des blocs amovibles qui peuvent être utilisés les temps multiples. Ces blocs fournissent l'adhérence supplémentaire à la langue pour limiter des interruptions en contrôlant. Le paquet contient 24 blocs résistants d'eau.

OEM Compatible

Nellcor®, Nonin®, Surgivet®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com