


Vereinbarer Tierpuls Oximeter Sensoren



Sprachlicher Büroklammer-Sensor

Der sprachliche Büroklammer-Sensor ist ein Mehrwegtiersensor passend für alle Hunde, Katzen, und verschiedene große Tiere. Das Ersetzbare Silikon polstert auf diesem Sensorangebot hinzugefügten Griff zur Zunge aus, die Sensorbewegung beschränkt und Unterbrechungen während der Überwachung reduziert. Der Sensor wird mit sechs Extrasilikonpolstern paketiert. Der sprachliche Büroklammer-Sensor und Silikonpolster sind Wasser widerstandsfähig und können leicht gereinigt werden.



Rektaler Sensor

Dieser rektale Tiersensor stellt Puls oximetry. Das ist sowohl für große als auch für kleine Tiere passend.



Silikonpolster

Die Silikonpolster für die sprachliche Büroklammer sind absetzbare Polster, die mehrmals verwendet werden können. Diese Polster stellen zusätzliche Anhänglichkeit an der Zunge zur Verfügung, um Unterbrechungen zu beschränken, indem sie kontrollieren. Das Paket enthält 24 widerstandsfähige Wasserpolster.

OEM Vereinbarkeit

Nellcor®, Nonin®, Surgivet®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com