

MEDIAID

Compatibles Oximetría de Pulso Veterinaria **Sensores**

*Mediad Inc. ofrece Sensores Veterinarios Compatibles
que puedan ser utilizados con diferentes marcas
de oxímetros de pulso*



Sensor Veterinario Lingual tipo Pinza

El sensor veterinario lingual de pinza es un sensor veterinario reusable útil para todos los perros, gatos y algunos animales grandes. Las almoadillas reemplazables de silicona ofrecen adicional agarre a la lengua limitando el movimiento del sensor y reduciendo interrupciones durante el monitoreo. El sensor viene con 4 almoadillas de silicona extras. El sensor lingual de pinza es resistente al agua y es fácil de limpiar. Este sensor solo provee datos de oximetría.



Sensor Veterinario Rectal

Sensor veterinario rectal de oximetría que provee lecturas de saturación de oxígeno, ritmo cardiaco y temperatura corporal. Este sensor es útil para animales grandes y pequeños.



Almoadilla de Silicona

Las almoadillas de Silicona para el sensor lingual son remobilble y puede ser usadas múltiples veces. Estas almoadillas brindan adicional adherencia a la lengua para limitar interrupciones en caso de movimiento. El paquete contiene 24 almoadillas resistentes al agua.

Compatibilidad OEM

Nellcor®, Nonin®, Surgivet®

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediainc.com info@mediainc.com