

Capteurs


pour Oxymètres de pouls Mediaid



Capteur Clip Universel

Le Capteur Clip Universel est conçu pour un large type d'utilisations et s'adapte sur tous les oxymètres Mediaid. Il est étudié pour une utilisation sur toutes les tailles de doigt possibles (du petit doigt de l'enfant au gros orteil de l'adulte).


- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-100 (câble de 30in/76 cm)
REF/PN POX020-105 (câble de 96in/2.4 m)
- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-100S (câble de 30in/76 cm)
REF/PN POX050-105S (câble de 96in/2.4 m)



Petit Capteur de Clip de Doigt

Le petit Capteur Mediaid de clip de doigt est convenable pour l'utilisation patiente multiple. Il est conçu à l'utilisation avec les enfants entre les âges 2 à 10 ans.

- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-115S (câble de 96in/2.4 m)




Capteurs Souple

Les Capteurs Souple Mediaid sont conçus pour un large type d'utilisations et s'adaptent sur tous les oxymètres Mediaid. Les capteurs souples peuvent aussi bien être utilisés pour des mesures ponctuelles que pour une surveillance en continu de longue durée. Ces capteurs tolèrent également une grande amplitude de mouvement de la part du patient. 2 types de capteurs souple existent afin de répondre à toutes les situations (de l'adulte à l'enfant de 4 ans et plus).

Grand Capteur Souple

Capteur réutilisable pour les doigts de grands adultes.

- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-400 (câble de 96in/2.4 m)
- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-400S (câble de 96in/2.4 m)



Capteur Souple Pédiatrique

Capteur réutilisable pour les doigts d'âge d'enfants 4 à ceux de petits adultes.

- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-310 (câble de 96in/2.4 m)
- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-310S (câble de 96in/2.4 m)

Capteurs

pour Oxymètres de pouls Mediaid

Capteur "Y"

Le Capteur "Y" Mediaid est un capteur de multisite et peut être utilisé sur une large gamme de patients, des adultes à néo-natales.

- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-531 (câble de 96in/2.4 m)
- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-530 (câble de 96in/2.4 m)
- Emballages de Pied Remplaçables
Emballage de mousse collant:
Petit REF/PN POX025-350
Médium REF/PN POX025-355
Grand REF/PN POX025-360

Capteur Oreille

Le Capteur Oreille est conçu pour une utilisation sur des patients à faible circulation périphérique ou lorsqu'il est difficile d'utiliser un capteur doigt. Il est spécialement indiqué lors de tests où le patient sera amené à se mouvoir.

- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-710 (câble de 96in/2.4 m)
- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-710S (câble de 96in/2.4 m)

Capteur Semi-disponible

Capteur R-Adhésif pour Adulte

Ce capteur réutilisable pour une surveillance en mode continu est idéal pour une application sur le pouce du patient. Il est fourni avec 25 bandes adhésives.

- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-905 (câble de 96in/2.4 m)
- Adhésifs
REF/PN POX025-205 (100/paquets)

Capteur R-Adhésif Pédiatrique

Ce capteur réutilisable pour une surveillance en mode continu est idéal pour une application sur le pied de l'enfant de moins de 5 ans. Il est fourni avec 25 bandes adhésives.

- Connecteur RJ12
REF/PN POX020-820 (câble de 96in/2.4 m)
- Adhésifs
REF/PN POX025-155 (100/paquets)
- Connecteur Compushield®
REF/PN POX050-820S (câble de 96in/2.4 m)

Capteur Disponible

Le Capteur disponible Mediaid est fait de la bande de micromousse et a un câble de longueur de 30 pouces avec un connecteur RJ12. Il est pour l'utilisation avec tout Mediaid oximeters et les moniteurs, en communiquant directement à la 300 et 500 série oximeters et aux 900 moniteurs de série avec un adaptateur. Ils sont fourrés 24/boxent et sont disponibles dans quatre grandeurs:

- Adult Adhesive Disposable Sensor connector REF/PN POX020-950 (18 in/ 45 cm cable)
- Pediatric Adhesive Disposable Sensor connector REF/PN POX020-960 (18 in/ 45 cm cable)
- Infant Adhesive Disposable Sensor connector REF/PN POX020-970 (36 in/ 90 cm cable)
- Neonatal Adhesive Disposable Sensor connector REF/PN POX020-980 (36 in/ 90 cm cable)
- Compushield® to RJ12 Adapter cable REF/PN POX055-610S (72 in/ 1.8 m cable)

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

p 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com