




Sensor de tipo Pinza Universal

El Sensor de tipo Pinza Universal es apropiado para uso en variedad de pacientes con todos los oxímetros de pulso Mediaid. Esta diseñado para ajustarse a diferente tamaños de dedos, desde un dedo pequeño hasta un dedo grande de adulto.


- Conector RJ12 REF/PN POX020-100 (30 pulgadas / 76cm cable)
- Conector Compushield® REF/PN POX050-100S (30 pulgadas / 76cm cable)
- Conector RJ12 REF/PN POX020-105 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Conector Compushield® REF/PN POX050-105S (96 pulgadas / 2.4 m cable)



El Sensor de tipo Pinza para Dedo Pequeño

El Sensor de tipo Pinza para Dedo Pequeño es apropiado para uso en variedad de pacientes. Esta diseñado para usarse en niños de 2 a 10 años.

- Conector Compushield® REF/PN POX050-115S (96 pulgadas / 2.4 m cable)



Sensores Flexibles

Los sensores flexibles de Mediaid son apropiados para uso en variedad de pacientes con todos los oxímetros de pulso de Mediaid. Los sensores flexibles pueden ser usados en chequeos rápidos como en largos monitoreos. Estos sensores toleran una cantidad moderada de actividad del paciente. Los 2 tipos de sensores se ajustan a una gran variedad de pacientes desde adultos de gran tamaño hasta niños de 2 años de edad.

Sensor Flexible Grande


Sensor Reusable para dedos de adultos de gran tamaño.

- Conector RJ12 REF/PN POX020-400 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Conector Compushield® REF/PN POX050-400S (96 pulgadas / 2.4 m cable)

Sensor Flexible Pediátrico

El tamaño pediátrico esta diseñado para los dedos de niños de 2 a 8 años de edad.

- Conector RJ12 REF/PN POX020-310 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Conector Compushield® REF/PN POX050-310S (96 pulgadas / 2.4 m cable)



Para Oximetría de Pulso **Sensores**

Sensor "Y"

El sensor Mediaid "Y" es un sensor multimidas y puede ser usado en angulos abiertos para pacientes desde Adultos hasta Neonatales.

- Conector Compushield®
REF/PN POX050-531 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Conector RJ12
REF/PN POX020-530 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Envoltorios de Pie Remplazables
Cinta adhesiva de espuma:
Pequeño REF/PN POX025-350
Mediano REF/PN POX025-355
Grande REF/PN POX025-360

Sensor de Oreja

El sensor de oreja está diseñado para el uso en pacientes que tienen pobre circulación periférica o cuando no es conveniente usar el sensor de dedo. Es especialmente útil durante pruebas de esfuerzo o cuando se anticipa movimiento del paciente.

- Conector RJ12
REF/PN POX020-710 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Conector Compushield®
REF/PN POX050-710S (96 pulgadas / 2.4 m cable)

Sensor Semi-Deshechable

Sensor Adulto R-Adhesivo

Este sensor de monitoreo continuo es ideal para el dedo gordo de Adultos y se envía con 25 cintas adhesivas.

- Conector RJ12
REF/PN POX020-905 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Adhesivos
REF/PN POX025-205 (100 / paquete)

Sensor Pediátrico R-Adhesivo

Este sensor de monitoreo continuo es ideal para el el pie de un niños de 5 años o menos y se envía con 25 cintas adhesivas.

- Conector RJ12
REF/PN POX020-820 (96 pulgadas / 2.4 m cable)
- Adhesivos
REF/PN POX025-155 (100/ paquete)
- Conector Compushield®
REF/PN POX050-820S (96 pulgadas / 2.4 m cable)

Sensor Deshechable

El sensor deshechable Mediaid esta hecho de cinta microfoam y viene con un conector tipo RJ12.

Se puede usar con todos los oxímetros y monitores de Mediaid conectandolo directamente a los oxímetros series 300 & 5300 y mediante un adaptador para los monitores de la serie 900.

Estan empaquetados en caja de 24 piezas y estan disponibles en cuatro medidas. Este sensor se puede usar en múltiples pacientes.

- Sensor con Conector RJ12 Adulto Adhesivo deshechable REF/PN POX020-950 (18 pulgadas / 45 cm cable)
- Sensor con Conector RJ12 Pediatrico Adhesivo deshechable REF/PN POX020-960 (18 pulgadas / 45 cm cable)
- Sensor con Conector RJ12 Infante Adhesivo deshechable REF/PN POX020-970 (36 pulgadas / 90 cm cable)
- Sensor con Conector RJ12 Neonatal Adhesivo deshechable REF/PN POX020-980 (36 pulgadas / 90 cm cable)
- Cable Adaptador Compushield® a RJ12 REF/PN POX055-610S (72 pulgadas / 1.8 m cable)

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com