

**MEDIAID**

# Tierpuls Oximeter Sensoren

## **Sprachlicher Büroklammer-Sensor**

Der sprachliche Büroklammer-Sensor von Mediaid ist ein Mehrwegtiersensor passend für alle Hunde, Katzen, und verschiedene große Tiere. Das Ersetzbare Silikon polstert auf diesem Sensorangebot hinzugefügten Griff zur Zunge aus, die Sensorbewegung beschränkt und Unterbrechungen während der Überwachung reduziert. Der Sensor wird mit vier Extrasilikonpolstern paketiert. Der sprachliche Büroklammer-Sensor und Silikonpolster sind Wasser widerstandsfähig und können leicht gereinigt werden. Dieser Sensor stellt nur oximetry Daten zur Verfügung.

- RJ12 Stecker  
REF/PN POX022-450  
(verwenden Sie mit Modellen 340V, 5340V)  
REF/PN POX022-455  
(verwenden Sie mit Modellen 500V, 500VP)

## **Silikonpolster**

Die Mediaid Silikonpolster für die sprachliche Büroklammer sind absetzbare Polster, die mehrmals verwendet werden können. Diese Polster stellen zusätzliche Anhänglichkeit an der Zunge zur Verfügung, um Unterbrechungen zu beschränken, indem sie kontrollieren. Das Paket enthält 24 widerstandsfähige Wasserpolster.

- REF/PN POX025-450

## **Rektaler Sensor**

Dieser rektale Tiersensor stellt Puls oximetry und Kerntemperaturdaten zur Verfügung. Das ist sowohl für große als auch für kleine Tiere passend. Ein thermistor im Sensor erlaubt Körpertemperatur, auf dem Puls oximeter gezeigt zu werden. Temperatur kann periodisch auftretend alle zwei Minuten oder auf Verlangen gezeigt werden (° C oder ° F). Ein doppelter Signalton klingt jedes Mal, wenn die Temperatur gezeigt wird.

- RJ12 Stecker  
REF/PN POX022-650  
(verwenden Sie mit Modellen 340V, 5340V)  
REF/PN POX022-655  
(verwenden Sie mit Modellen 500V, 500VP)

## **Doppelsensoradapter**

Der Doppelsensoradapter ist mit einem Mediaid Tierpuls oximeter vereinbar. Dieser Doppelsensor ermöglicht den rektalen Sensor und sprachlichen Büroklammer-Sensor, gleichzeitig verwendet zu werden, Kerntemperatur und Puls oximetry Daten für Tiere zur Verfügung stellend, wo Fäkalien oximetry Lesen in der rektalen Untersuchung versperren können.

- RJ12 Stecker  
REF/PN POX025-700

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

[www.mediaidinc.com](http://www.mediaidinc.com) [info@mediaidinc.com](mailto:info@mediaidinc.com)