

MEDIAID

de Oxímetro de Pulso Veterinário

Sensores

Sensor de Clipe Lingual

O Sensor de Clipe Lingual Mediaid é um sensor veterinário reutilizável conveniente para todos os cães, gatos, e vários grandes animais. As almofadas de silicone Substituíveis nesta oferta de sensor acrescentaram o aperto à língua, que limita o movimento de sensor e reduz interrupções durante a monitorização. O sensor é empacotado com 4 almofadas de silicone extra. O sensor de clipe lingual e as almofadas de silicone são resistentes a água e podem ser facilmente limpos. Este sensor fornece só oxímetro dados.

- Conector de RJ12
REF/PN POX022-450
(use com modelos 340V, 5340V)
REF/PN POX022-455
(use com modelos 500V, 500VP)

Almofadas de Silicone

As Almofadas de Silicone Mediaid do clipe lingual são almofadas removíveis que podem ser usadas múltiplas vezes. Essas almofadas fornecem a aderência adicional à língua para limitar interrupções quando esta monitorando. O pacote contém 24 almofadas resistentes de água.

- REF/PN POX025-450

Sensor Retal

Este sensor retal veterinário fornece pulso oxímetro e dados de temperatura principais. É conveniente tanto para grandes como para pequenos animais. Um termistor no sensor permite que a temperatura de corpo seja exposta no pulso oxímetro. A temperatura pode ser exposta intermitentemente cada dois minutos ou contra apresentação (° C ou ° F). Um bip duplo toca cada vez quanto a temperatura é exposta.

- Conector de RJ12
REF/PN POX022-650
(use com modelos 340V, 5340V)
REF/PN POX022-655
(use com modelos 500V, 500VP)

Adaptador Duplo de Sensor

O Adaptador de Sensor Duplo é compatível com um pulso oxímetro veterinário Mediaid. Este sensor duplo permite o sensor retal e o sensor de clipe lingual ser usado simultaneamente, fornecendo temperatura principal e pulsar dados oxímetro de animais onde as fezes podem obstruir leituras oxímetro na tenta retal.

- Conector de RJ12
REF/PN POX025-700

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

www.mediaidinc.com info@mediaidinc.com