

**MEDIAID**

# Veterinarios para Oxímetros de Pulso **Sensores**

## **Sensor Lingual de pinza**

El sensor lingual de pinza Mediaid es un sensor veterinario reusable apropiado para todos los perros, gatos y varios animales grandes. Las almoadillas reutilizables de silicon de este sensor ofrece adicional agarre a la lengua, que limita el movimiento del sensor y reduce interrupciones durante el monitoreo. El sensor contiene 4 almoadillas de silicon extras. El sensor lingual de pinza es resistente al agua y pueden facilmente limpiarse. Este sensor provee solamente datos de oximetria.

- Conector RJ12  
REF/PN POX022-450  
(usarse con los modelos 340V y 5340V)  
REF/PN POX022-455  
(usarse con los modelos 500V y 500VP)

## **Almoadillas de Silicon**

Las almoadillas de silicon Mediaid para el sensor de pinza son removibles almoadillas que se pueden usar multiples veces. Esas almoadillas proveen adicional adherencia a la lengua para limitar interrupciones mientras monitorea. El paquete contiene 24 almoadillas de silicon resistentes al agua.

- REF/PN POX025-450

## **Sensor Rectal**

Este sensor rectal veterinario provee lecturas al oximetro de pulso y un nucleo de datos de la temperatura. Es apropiado para animales grandes y pequeños. Un termistor en el sensor permite la temperatura corporal y la ilustra en la pantalla del oximetro de pulso. La temperatura puede ser mostrada intermitentemente cada dos minutos o cuando se requiera (°C o °F). Un doble sonido se escuchara cada vez que la temperatura se muestre.

- Conector RJ12  
REF/PN POX022-650  
(usarse con los modelos 340V y 5340V)  
REF/PN POX022-655  
(usarse con los modelos 500V y 500VP)

## **Adaptador Doble para Sensor**

El adaptador doble para sensor es compatible con todos los oximetros de pulso de Mediaid. Este adaptador doble de sensor provee al sensor rectal y el sensor lingual de pinza poder usarse simultaneamente, proporcionando un nucleo de datos de temperatura y oximetria de pulso para animales que quizas afronten alguna obstrucción de la lecturas del oximetro de pulso en la sonda rectal.

- Conector RJ12  
REF/PN POX025-700

17517 Fabrica Way, Suite H; Cerritos, CA 90703 USA

t 714.367.2848 f 714.367.2852

[www.mediaidinc.com](http://www.mediaidinc.com) [info@mediaidinc.com](mailto:info@mediaidinc.com)